

Gepan instill

Effective GAG-replenishment

For a colourful life

Gepan instill (kondroitinsulfat 0.2 %) til behandling af kronisk inflammation i blæren.

- **Symptomer** Blære og/eller underlivssmerter ofte kombineret med kraftig vandladningstrang og hyppige vandladninger – alle symptomer på en kronisk inflammation i blæren.

- **Konsekvens** Dårlig livskvalitet, hvor det kan være et problem blot at overkomme de mest almindelige gøremål og aktiviteter.

- **Årsag** Symptomerne kan skyldes at den beskyttende slimhinde i blæren (glykosaminoglykan-laget) er ødelagt.

- **Behandling på sygehuset** **Gepan instill erstatter midlertidigt den ødelagte slimhinde i blæren.**
 - 1) blæren tømmes ved hjælp af et kateter
 - 2) indholdet af 1 hætteglas **Gepan instill** hældes op i blæren gennem det samme kateter
 - 3) **Gepan instill** skal blive i blæren i mindst 30 minutter, før man må gå på toilettet og tømme blæren.

Behandlingen tilrettelægges individuelt alt efter graden af symptomer, men oftest vil man starte med 1 behandling pr uge i 4-6 uger og derefter 1 behandling pr måned så længe der er behov.

Behandlingen er ugiftig, veltolereret og uden specifikke bivirkninger.

- **Behandling derhjemme** Når man har gennemført de første behandlinger på sygehuset, kan man selv lære at lægge et kateter op i blæren således at man kan behandle sig selv med **Gepan instill** derhjemme. Herefter vil det blot være nødvendigt med kontrol på sygehuset efter nærmere aftale.

Udførlig vejledning til at bruge **Gepan instill** derhjemme kan fås på sygehuset.

For yderligere information om Gepan instill kontakt venligst egen læge eller sygehus.

