

Gepan[®] instill (kondroitinsulfat 0,2%) til behandling af kronisk betændelse eller irritation i blæren

■ **Symptomer** Blæresmerter og/eller kraftig vandladningstrang ofte forbundet med hyppige vandladninger - alle symptomer på en kronisk irritationstilstand i blæren med eller uden bakterier.

■ **Konsekvens** Dårlig livskvalitet, hvor det bliver et problem bare at overkomme de mest almindelige gøremål og aktiviteter. Samtidig vil mange opleve stærk vandladningstrang og smerter i forbindelse med at blæren fyldes.

■ **Årsag** Symptomerne kan skyldes, at den beskyttende blæreslimhinden i blæren (glykosaminoglykan-laget) er ødelagt.

■ **Behandling på sygehus** **Gepan[®] instill erstatter midlertidigt den ødelagte slimhinde i blæren, idet Gepan instill indeholder det samme stof, som findes i vores blæreslimhinde.**

1) blæren tømmes ved hjælp af et kateter

2) den færdige sprøjte indeholdende **Gepan[®] instill** sættes på kateteret og **Gepan[®] instill** sprøjtes langsomt op i blæren.

3) **Gepan[®] instill** skal blive i blæren i mindst 30 minutter, før man må gå på toilettet og tømme blæren.

Behandlingen tilrettelægges individuelt alt efter graden af symptomer, men oftest vil man starte med 1 behandling pr uge i 4-6 uger og derefter 1 behandling pr måned så længe der er behov.

Behandlingen er ikke giftig og giver normalt ikke anledning til irritation eller andre bivirkninger.

■ **Behandling derhjemme** Når man har gennemført de første behandlinger på sygehuset, kan man selv lære at lægge et kateter op i blæren, således at man kan behandle sig selv med **Gepan[®] instill** derhjemme.

Herefter vil det blot være nødvendigt med kontrol efter nærmere aftale med sygehuset.

Vejledning til hvordan man bruger **Gepan[®] instill** derhjemme kan fås på sygehuset.

For yderligere information om **Gepan[®] instill** kontakt venligst den behandlende afdeling på sygehuset.



For a colourful life